

# LUZEREN®

## Incubadora Digital de 150L



### Descripción:

Incubadora digital, control con microprocesador y sensor de alta sensibilidad para dar una temperatura estable en toda la cámara, reloj electrónico para programar el ciclo deseado. Convección mecánica. Puerta interior de cristal templado. Interiores en acero inoxidable 304 con extremos redondeados para facilitar la limpieza. Exteriores de acero con pintura electrostática que lo hace resistente a la corrosión.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1001180</b>
Capacidad	150L(5.20cuft)
Rango de Temperatura	35 A 60°C
Resolución/Fluctuación	0.1°C/ 0.5°C
Estabilidad	1.5°C
Reloj	1-9999 Minutos
Parrillas	3 Piezas
Medidas Interiores (W*D*H)	500*500*650mm
Medidas Exteriores (W*D*H)	660*680*950mm
Consumo Eléctrico	450W
Alimentación Eléctrica	110V, 50/60Hz