

LUZEREN®

Baño maría digital 2.5L



Descripción:

Baño maría con control digital, tina de acero inoxidable tipo 304. Exterior en lamina esmaltada de alta resistencia química. Cuenta con hueco para anillos concéntricos. Aplicación en calentamiento de reactivos, fusión de sustratos, incubación de cultivos celulares, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001184
Capacidad (litros)	2.5L
Rango de temperatura	AMB +5 a 99°C
Peso	3.5kg
Medidas interiores (W*D*H)	150*150*110mm
Medidas Exteriores (W*D*H)	300*192*195mm
Consumo eléctrico	300W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz

Incluye tapa y 4 anillos concéntricos de acero inoxidable