

# LUZEREN®

## Incubadora compacta con agitación



### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1001319</b>
Rango de velocidad	40-300 RPM
Orbita	20mm
Rango de temperatura	35 A 50°C
Resolución	0.1°C
Reloj	1 - 9999min
Medidas de plataforma	350*350mm
Medidas interiores (W*D*H)	420*420*350mm
Medidas exteriores (W*D*H)	450*450*500mm
Consumo eléctrico	580W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz

### Descripción:

Incubadora con agitación. Pantalla LCD grande que muestra parámetros en tiempo real. Cámara de acero inoxidable 304 con acabado brillante lo cual permite una limpieza mas ágil. La cubierta de policarbonato es de gran tamaño para una mejor visibilidad al proceso. Control con microprocesador PID para mayor precisión en los parámetros de temperatura, agitación y tiempo. Incluye plataforma con resortes. Plataforma con pinzas (OPCIONAL) 12\*100, 8\*250, 6\*500, 3\*1000ml. El arranque y paro suave previene el derrame de líquidos. Tiene un ventilador con arranque automático para prevenir daño en las muestras, el interruptor de seguridad en puerta activa la función de pausa cuando esta se abre. Equipo adecuado para el cultivo de bacterias, fermentación, hibridación, reacciones químicas y bioquímicas, investigación de enzimas y cultivo de tejidos, técnicas que requieren precisión en agitación y temperatura.