

LUZEREN®

Incubadora Digital de 270L



Descripción:

Incubadora digital, control con microprocesador y pantalla de led, sensor de alta precisión. Reloj electrónico para programar el ciclo deseado, convección mecánica. puerta interior de cristal templado. Interiores en acero inoxidable 304 con extremos redondeados para facilitar la limpieza. Exteriores de acero con pintura electrostática que lo hace resistente a la corrosión.

Especificaciones:

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Catalogo | PRO1001429 |
| Capacidad | 270L (10cuft) |
| Rango de Temperatura | 35 A 60°C |
| Resolución/Fluctuación | ±0.1°C/ ±0.5°C |
| Estabilidad | 1.5°C |
| Reloj | 1-9999 Minutos |
| Parrillas | 3 Piezas |
| Medidas Interiores (W*D*H) | 600*600*750mm |
| Medidas Exteriores (W*D*H) | 775*785*1100mm |
| Consumo Eléctrico | 750W |
| Alimentación Eléctrica | 110V, 50/60Hz |