



## Cámara digital 0.3 Mpx



### Descripción:

Cámara digital para microscopio, permite una integración con la mayoría de microscopios estereoscópicos, cuenta con ocular de 10X y adaptador metálico para cualquier tubo ocular estándar de 30mm de diámetro. Compatible con Windows 7, Vista (32Bit)

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1002350</b>
Resolución	640 * 480 : 0.3 Mpx
Puerto	USB 2.0
Peso	250g
Medidas totales	150*130*75mm

incluye software para manejo de imágenes, cable USB y adaptador metálico