

# LUZEREN®

## Cámara de Neubauer Brillante



### Descripción:

Cámara de Neubauer con línea doble, brillante. Las líneas claras contrastan bien con el fondo metálico más oscuro, lo cual facilita la evaluación. La rejilla consisten de 3\*3 cuadrados grandes con un área de 1 mm<sup>2</sup> cada uno. El cuadrado del centro se divide en 5\*5 grupos de cuadrados y este a su vez se subdivide en 9 cuadrados mas pequeños con un área de 0.05 mm x 0.05 mm = 0.0025 mm<sup>2</sup> cada uno. La profundidad de la cámara de Neubauer es de 0,1 mm.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1002444
Estructura Principal	Vidrio esmerilado
Medidas totales (L*W*H)	75*35*0.5mm

Incluye 2 cubreobjetos de (L\*W) 26\*22mm y estuche de plástico rígido transparente