

LUZEREN®

Incubadora para uso general 64L



Especificaciones:

Catalogo	PRO1002884
Capacidad	64L (2.26cuft)
Rango de temperatura	35 A 60°C
Resolución/Fluctuación	±0.1°C/ ± 0.5°C
Uniformidad de temperatura	99(%)
Reloj	0 - 9999 Min
Parrillas	2 Piezas
Peso	27kg
Medidas interiores (W*D*H)	400*400*400mm
Medidas exteriores (W*D*H)	525*515*630mm
Consumo eléctrico	250W
Alimentación eléctrica	120V, 50/60Hz

Descripción:

Incubadora digital, controlada por microprocesador para mayor precisión y estabilidad, convección mecánica, puerta interior de cristal templado y empaque doble siliconado, Pantalla digital, reloj electrónico, alarma, Interruptor térmico de seguridad. Interiores en acero inoxidable 304 con extremos redondeados para facilitar la limpieza. Exteriores de acero con pintura electrostática que lo hace resistente a la corrosión. Adecuada para institutos de investigación científica, departamentos de biología, agricultura, la enseñanza, minería, medicina y demás laboratorios multidisciplinarios. Aplicaciones diversas como almacenamiento de bacterias, cultivo de microorganismos, etc.