

# LUZEREN®

## Parrilla digital con agitación magnética



### Descripción:

Parrilla de calentamiento con agitación magnética, control digital con microprocesador y pantalla LCD, placa cuadrada con superficie cerámica. Compacta y silenciosa. Adecuada para la enseñanza, aplicaciones medicas, laboratorios clínicos e industriales, etc.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1003000</b>
Modelo	JK-DMS-HS
Medidas de placa	150*150 mm
Rango de temperatura ambiente	+5 a 380°C
Rango de agitación	200 – 1500 RPM
Volumen máximo de agitación	2000ml
Peso	3.6Kg
Medidas (W*D*H)	178*267*102mm
Consumo eléctrico	500W
Alimentación eléctrica	120V 50/60 Hz