

## Desecador de vidrio 200mm con tapa de botón



### Descripción:

Desecador de vidrio 200mm con tapa de botón, hecho de borosilicato 3.3 de alta resistencia al calor, cumple con los estándares de calidad DIN12491, juntas de tapa y base esmeriladas para un acoplamiento sin fugas por lo que no requiere el uso de grasa. No incluye placa. Uso en desecación y almacenaje de material sensible a la humedad.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>039.01.200</b>
Diámetro Interior (d1)	150mm
Diámetro Interior (d2)	200mm
Diámetro Interior (d3)	220mm
Altura (H)	280mm
Peso	5.5Kg
Medidas embalaje (W*D*H)	300*310*310mm