

Desecador de vidrio 250mm con tapa de botón



Descripción:

Desecador de vidrio 250mm con tapa de botón, hecho de borosilicato 3.3 de alta resistencia al calor, cumple con los estándares de calidad DIN12491, juntas de tapa y base esmeriladas para un acoplamiento sin fugas por lo que no requiere el uso de grasa. Incluye placa de porcelana. Uso en desecación y almacenaje de material sensible a la humedad.

Especificaciones:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Catalogo | 039.01.250 |
| Diámetro Interior (d1) | 200mm |
| Diámetro Interior (d2) | 250mm |
| Diámetro Interior (d3) | 275mm |
| Altura (H) | 335mm |
| Peso | 19Kg |
| Medidas embalaje (W*D*H) | 350*360*360mm |