

## Desecador de vidrio 250mm con tapa de botón



### Descripción:

Desecador de vidrio 250mm con tapa de botón, hecho de borosilicato 3.3 de alta resistencia al calor, cumple con los estándares de calidad DIN12491, juntas de tapa y base esmeriladas para un acoplamiento sin fugas por lo que no requiere el uso de grasa. No incluye placa. Uso en desecación y almacenaje de material sensible a la humedad.

### Especificaciones:

Catalogo	039.01.250
Diámetro Interior (d1)	200mm
Diámetro Interior (d2)	250mm
Diámetro Interior (d3)	275mm
Altura (H)	335mm
Peso	19Kg
Medidas embalaje (W*D*H)	350*360*360mm