

Desecador de vidrio 300mm con tapa de botón



Descripción:

Desecador de vidrio 300mm con tapa de botón, hecho de borosilicato 3.3 de alta resistencia al calor, cumple con los estándares de calidad DIN12491, juntas de tapa y base esmeriladas para un acoplamiento sin fugas por lo que no requiere el uso de grasa. Incluye placa de porcelana. Uso en desecación y almacenaje de material sensible a la humedad.

Especificaciones:

Catalogo	039.01.300
Diámetro Interior (d1)	230mm
Diámetro Interior (d2)	300mm
Diámetro Interior (d3)	330mm
Diámetro de Placa	290mm
Altura (H)	340mm
Peso	22.5Kg
Medidas embalaje (W*D*H)	400*400*380mm