

Dispensador análogo Polyfix



Especificaciones:

Catalogo	10107038
Modelo	FORTUNA / POLYFIX
Capacidad	1 -10ml
Exactitud	0.60%
Coefficiente de variación	0.20%
Certificación	DIN ISO 8655
Medidas embalaje (W*D*H)	290*165*80mm
Peso	230g.

Descripción:

Dispensador análogo Polyfix de 1-10ml, con embolo dosificador de vidrio, integra escala graduada con grabado laser, tuerca reguladora de PP, adaptador FIX con rosca interior GL32. Es especial para solventes orgánicos y ácidos diluidos. No incluye frasco.