


TAYLOR®



Termómetro SAMA Mercurio

MODELO 6331M

Especificaciones

Rango / Capacidad: Rango -35 a 50 °C

Tipo de Medición: Por contacto

Unidad de Medición: °C

Lectura: Columna de Mercurio

Usos y aplicaciones: Inmersión total, para uso en laboratorio

Dimensión / Tamaño: Longitud de 12" de capilar

Serie: Clásica

Características:

Termómetro de mercurio

Para uso en laboratorio

De inmersión total

Division: 1 °C

