

UNICO®

Centrifuga ventilada 8*10ml



Especificaciones:

Catalogo	C858
Capacidad	8 tubos de 10ml
Rango de Velocidad	500 – 4,000 RPM, +/-150 RPM
RCF	1825 x g
Reloj	0-30 min
Nivel de ruido	58dB @3,400 rpm
Medidas totales (W*D*H)	300*260*200mm
Peso	7.3Kg
Alimentación eléctrica	110V 50/60Hz

Descripción:

Centrifuga ventilada, velocidad variable, perillas de control análogo, puerta con seguro mecánico, reloj. Operación silenciosa y estable gracias a sus soportes de goma anti vibratorios tipo ventosa, motor DC de larga durabilidad, libre acceso a la cámara para facilitar su limpieza, orificio en la tapa para medidor externo de velocidad. Interruptor automático de seguridad. Lámpara indicadora de encendido. Incluye rotor de ángulo fijo para 8 tubos de 10ml. Instrumento diseñado para funcionar durante años en laboratorios clínicos, consultorios médicos, así como en cualquier laboratorio químico, industrial o biológico donde sea realice la separación de sangre u otros elementos.