

CESLAB

Balanza analítica de 100g*0.1mg



Descripción:

Balanza analítica con Auto calibración interna, pantalla de 5" táctil de LCD, exterior de ABS de alta resistencia química y estructura de aluminio reforzado. Nivel de burbuja y niveladores de tornillo en la base. Función de tara, conteo y unidades de medida, cabina protectora con 3 puertas de cristal. Cuenta con interfaz estándar RS-232 bidireccional. Calibración con pesa de 200g. Instrumento ideal para laboratorio por sus aplicaciones de pesaje, tara, conteos, pruebas de densidad y porcentaje, etc.

Especificaciones:

Catalogo	CE-FA1004T
Rango	0 - 100g
Resolución	±0.0002g (0.2mg)
Linealidad	±0.0005g
Repetibilidad	±0.0002g
Tiempo de estabilización	<4 segundos
Tamaño del plato	80mm
Temperatura de operación	10-40°C
Peso	8.5 Kg
Medidas totales (L*W*H)	340*215*350mm
Alimentación eléctrica	Adaptador 5VDC, 600mA 110V 50/60 Hz