

CESLAB

Balanza analítica de 120g*0.1mg



Descripción:

Balanza analítica con calibración interna, pantalla grande de LCD retroiluminada, estructura de aluminio reforzado, calibración con pesa de 200g. Plato redondo de acero inoxidable. Función de tara, conteo y unidad de medida (mg, g, oz, ct). Cabina protectora con 3 puertas de cristal templado. Cuenta con interfaz estándar RS232 bidireccional para conexión directa a ordenador o impresora. Cuenta nivel de burbuja y 2 perillas niveladoras en su base.

Especificaciones:

Catalogo	CE-FA1204N
Capacidad	0 - 120g
Resolución	0.1mg
Linealidad	±0.5mg
Repetibilidad	±0.2mg
Tiempo de estabilización	<4 segundos
Tamaño del plato	80mm
Temperatura de operación	10-40°C
Cabina de pesaje	190*260*265mm
Peso	7.5 Kg
Medidas totales (L*W*H)	340*215*350mm
Alimentación eléctrica	110V 50/60 Hz