

# CESLAB

## Microcentrífuga Digital



### Descripción:

Microcentrífuga digital de sobremesa, silenciosa, interiores en acero inoxidable, control con microprocesador, reloj, pantalla de LCD retroiluminada, seguro de puerta e interruptor térmico de seguridad. Tiene rotor de ángulo fijo para 18 tubos de 1.5/2.0ml. Aplicación en microfiltración, centrifugado y sedimentación.

### Especificaciones:

| Catalogo                | CE-LH4050                                 |
|-------------------------|---|
| Rango de velocidades    | 300 - 15,000 RPM<br>Paso (salto): 100 RPM |
| RCF                     | 16,400 X g                                |
| Precisión               | +/-20 RPM                                 |
| Reloj                   | 0 – 99min                                 |
| Programas               | 9   |
| Identificador de rotor  | SI  |
| Altitud requerida       | Hasta 2,000 m/Nivel del mar.              |
| Peso                    | 9kg                                       |
| Medidas totales (L*D*H) | 292*405*226mm                             |
| Alimentación eléctrica  | 120V AC, 60 Hz, 1 Fase, 5A                |

Incluye rotor (A18-2P), llave para rotor, llave para puerta, 18 tubos de 2ml, y manual de usuario.