

CESLAB

Impresora térmica para balanza c/Pto. RS232



Descripción:

Impresora térmica de impresión de puntos, ligera y portátil, es compatible con ambiente Windows, compacta, silenciosa, gran claridad en la impresión para una fácil lectura, luces indicadoras LED. Bajo costo de operación pues no requiere cartuchos de tinta ni cintas. Aplica para balanzas CESLAB que tengan Puerto RS-232.

Especificaciones:

Catalogo	CE-PRINTER
Modelo	POS58VSH
Velocidad de impresión	50mm/s
Resolución de impresión	8 puntos/mm, 384 puntos/línea
Vida útil cabezal impresión	50Km
Medidas rollo de papel térmico	Ancho: 57.5mm, ±0.5mm Espesor: 0.06to0.08mm Diámetro: 40mm
Ancho de impresión	48mm
Puerto	RS-232
Corte del papel	Manual
Peso	382g
Medidas totales (L*D*H)	120*150*93mm
Alimentación eléctrica	Convertidor de voltaje 7.5VDC, 2A

Incluye 1 rollo de papel de 30mm Dia, convertidor de voltaje AC/DC, cable interfaz RS-232 de 1.5m de longitud.