

CESLAB

Balanza Digital para Humedad 100g/0.001g



Descripción:

Balanza digital para humedad, pantalla táctil LCD de 5", calentamiento con lámpara halógena IR, memoria para 15 pruebas, calibración externa, plato de acero inoxidable de 100mm, tres modos de prueba (Auto, Lento y Rápido). Tres formas de paro (Automático, Manual y temporizado). Útil en aplicaciones de laboratorio, industriales, agrícolas, la industria del tabaco, papel, alimentos, té, maíz, químicos, materiales textiles, etc.

Especificaciones:

Catalogo	CE-XY-100MW-T
Capacidad	110g
Resolución	1mg
Rango de Humedad	0.01 - 100%
Rango de temperatura	40-199°C
Sensor de temperatura	HBM
Reloj	1-99 min
Diámetro del plato	100mm
Peso	5.5Kg
Valor de Humedad (ATRO)	100%-999%
Valor de Humedad (ATRO)	0%-999%
Temperatura de operación	5-35°C
Medidas Totales (W*H*D)	490*360*350mm
Alimentación eléctrica	110V,50/60 Hz

Incluye juego de 50 charolas redondas de aluminio para muestras, soporte de charola y guarda cuadrada contra viento.