

CESLAB

Balanza Digital Portátil 3100g/0.1g



Descripción:

Balanza digital portátil, pantalla de LCD retroiluminada, plato cuadrado de acero inoxidable, calibración externa con pesa de 2000g. (Pesa de calibración No Incluida) Conversión de unidad de medidas, función para conteo y calibración. Nivel de burbuja y patas niveladoras.

Especificaciones:

Catalogo	CE-XY30001BF
Capacidad	3100g
Resolución	0.1g
Linealidad	$\pm 0.03g$
Repetibilidad	$\pm 0.02g$
Tiempo de estabilización	2 segundos
Medidas del plato	160*160mm
Temperatura de operación	0-30°C
Medidas Totales	310*230*130mm
Peso	2.2 Kg
Consumo eléctrico	5W
Alimentación eléctrica	Adaptador AC/DC 110V,50/60 Hz 6VDC / 500mA