



## Especificaciones:

Catalogo	DFU-128CE
Formato	Vertical
Temperatura máxima	-86°C
Capacidad	128L (4.52 CUFT)
Compresor	(2)*1 HP
Puertas interiores	3
Sensor de temperatura	Platino PT-100Ω (Clase A, grado 0.15)
Puerto de datos	RS232
Peso	220 Kg.
Medidas exteriores (W*D*H)	710*750*1390mm
Medidas interiores (W*D*H)	450*475*600mm
Consumo	7 Amp
Alimentación eléctrica	220V, 1 Fase

## Descripción:

Ultra congelador vertical, control con microprocesador instalado en la parte superior. Pantalla de LCD. Sistema de cascada automática de dos etapas con 2 motores herméticos de 1 HP. Esta fabricado con interiores de acero inoxidable y esquinas redondeadas para facilitar su limpieza. Tiene tres compartimientos de gran capacidad y puertas interiores. La puerta exterior tiene doble sello para evitar la perdida de aire frio y utiliza material aislante de Uretano de alta densidad (130mm). Es de construcción robusta y acabado en pintura electrostática de alta resistencia. Sistema de alarma visual y audible. Control de operación con contraseña. Utiliza refrigerantes mixtos libres de CFC. Tapa frontal para retirar el filtro de aire para su limpieza. No escarcha gracias a su sistema RIM. Equipado con puerto para liberación automática de vacío.



### Proveedor de Laboratorios, S.A. de C.V.

Equipos y Reactivos para Investigación  
Av. Siglo 21, # 50 Interior 116-A  
Col. Santa Cruz de las Flores  
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 45640  
Tel. 3338488484  
email: [prolab@pro-lab.com.mx](mailto:prolab@pro-lab.com.mx)  
[www.prolab@pro-lab.com.mx](http://www.prolab@pro-lab.com.mx)