

# Evar

## Autoclave vertical de 24L



### Especificaciones:

Catalogo	EV-24
Capacidad	24 L
Rango de temperatura	Hasta 121°C
Presión máxima	1.5kg/cm2
Tiempo para alcanzar 121°C	30 minutos
Peso	35Kg
Medidas Ext. de cuerpo (Dia*H)	305*820mm
Medidas Ext. de campana (Dia*H)	360*120mm
Resistencia tubular de SS	2000W
Medidas Totales (Dia*H)	465*1000mm
Alimentación Eléctrica	110V, 50/60Hz

Incluye canastilla de acero inoxidable

### Descripción:

Autoclave vertical cilíndrica, versátil y eficiente, interior y exterior de acero inoxidable 304, tanque interno de acero con recubrimiento de cromo, la tapa tiene un cierre hermético uniforme de 6 mariposas, válvula de seguridad calibrada a 1.5 kg/cm<sup>2</sup>, válvula de alivio, termómetro bimetálico de carátula, manómetro, tubo de nivel de agua y control manual de 3 calores. Utilizada en hospitales y laboratorios como una medida elemental de esterilización de material por medio de calor húmedo en forma de vapor presurizado, facilitando el proceso en un tiempo relativamente corto.