

Con su diseño ergonómico y variedad de colores, la Mini centrífuga Sprout de Heathrow Scientific está integrada con características que brindan un incremento de eficiencia en el laboratorio. Los rotores snapspin™ que no requieren herramientas para intercambiarse y sus opciones de giro rápido la hacen veloz y fácil de usar. La tapa fue funcionalmente diseñada para caber en la palma de la mano para una fácil apertura y una rápida extracción del tubo. Una base pesada cubierta de goma elimina el movimiento potencial y minimiza la vibración y el ruido. La Sprout es ideal para la separación celular y muestras de HPLC, con adaptadores para acomodar la mayoría de los microtubos y tubos PCR (1.5/2.0, 0.5, 0.2 ml) para uso personalizado.

#### Especificaciones:

- Velocidad máxima: Aprox. 6,000 RPM (completamente cargada)
- Máximo RCF: 2000 Xg
- Incluye rotor para 6 tubos de 1.5/2ml y juego de adaptadores para tubos de 0.5 y 0.2ml.
- Alimentación eléctrica: 110 – 240V AC, 50/60Hz 0.6A Aprox. 7.3W
- Medidas: 153 x 128 x 104 mm (5.97 x 4.99 x 4.05 pulgadas)



**Proveedor de Laboratorios, S.A. de C.V.**  
Equipos y Reactivos para Investigación  
Av. Siglo 21, # 50 Interior 116-A  
Col. Santa Cruz de las Flores  
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 45640  
Tel. 3338488484  
email: [prolab@pro-lab.com.mx](mailto:prolab@pro-lab.com.mx)  
[www.prolab@pro-lab.com.mx](http://www.prolab@pro-lab.com.mx)