

Autoclave automática vertical 40L



Incluye 2 canastas perforadas de acero

Descripción:

Autoclave vertical, operación de esterilización completamente automática controlada por microprocesador PID digital, pantalla de LED, ciclo de secado, se programan los parámetros y trabaja con solo oprimir un botón. Mecanismo de seguridad para liberación de sobrepresión, sensor de nivel de agua con lampara de señalización. Interruptor térmico de seguridad. Manija de apertura fuerte y segura. Interiores de acero inoxidable tipo 304, exteriores en lamina esmaltada epóxica. Adecuada para la esterilización de equipo quirúrgico, dental, cristalería, cultivo biológico, alimentos, etc. De uso común en hospitales, centros de salud, clínicas, institutos de investigación científica y laboratorios multidisciplinarios.

Especificaciones:

Modelo	LAC-5040SD
Capacidad	40 litros (1.40 cuft)
Rango de temperatura	110°C – 121°C
Presión de trabajo	1.2 bar a 121°C
Precisión	± 0.1°C a 121°C
Reloj	0 – 99 min
Medidor de presión	0 – 4kg/cm2
Calentador	3kW
Medidas de cámara (Dia*H)	350*420mm
Medidas Exteriores (L*D*H)	700*576*1090mm
Alimentación eléctrica	110V +/-10%, 50/60 Hz