

## Horno de convección mecánica 80L



### Descripción:

Horno de uso general con convección mecánica, control digital PID con microprocesador, pantalla LCD de 4 dígitos, reloj, interruptor térmico de seguridad, interiores en acero inoxidable tipo 304, exterior en lamina esmaltada, puerta con empaque de silicón y ventana de cristal templado, Ventilador con paro automático al abrir la puerta. Aislante térmico de fibra de vidrio. Adecuado para horneado, secado, acondicionamiento, esterilización y control de calidad.

### Especificaciones:

Modelo	LDO-080F
Capacidad	80 litros (2.95 cuft)
Rango de temperatura	35 A 250°C
Precisión	+/-1°C
Uniformidad	± 0.1°C a 121°C
Reloj	99 días 23hrs
Parrillas	2 piezas
Medidas interiores(W*D*H)	400*400*500mm
Medidas Exteriores (W*D*H)	550*650*850mm
Consumo eléctrico	1.5Kw
Alimentación eléctrica	110V +/-10%, 50/60 Hz