

Agitador magnético de superficie cerámica



Especificaciones:

Código	LMS-1001
Velocidad	60 – 1500 RPM
Medidas de superficie	180*180 mm
Medidas (W*D*H)	100*250*110mm
Consumo eléctrico	500W
Alimentación eléctrica	110V 50/60 Hz

Descripción:

Agitador magnético con superficie de acero y recubrimiento cerámico en color blanco para facilitar la observación en los reactivos de color. Armazón estable, control análogo de velocidad, diseño compacto y silencioso. Adecuado para su uso en institutos de investigación científica, clínicas y laboratorios multidisciplinarios. Gran aplicación en la industria, la agricultura, la medicina, la salud y la enseñanza.