

## Parrilla agitadora



### Especificaciones:

Código	LMS-1003
Rango de temperatura	AMB +5 a 380°C
Velocidad	60 – 1500 RPM
Medidas de placa	180*180 mm
Medidas (W*D*H)	200*260*110mm
Consumo eléctrico	500W
Alimentación eléctrica	110V 50/60 Hz

### Descripción:

Parrilla de calentamiento con agitación, placa de acero con recubrimiento cerámico en color blanco para facilitar la observación en los reactivos de color. Armazón estable, controles análogos de temperatura y velocidad, diseño compacto y silencioso. Adecuado para su uso en institutos de investigación científica, clínicas y laboratorios multidisciplinarios. Gran aplicación en la industria, agricultura, medicina, salud y la enseñanza.