

## Parrilla agitadora de 6 plazas



### Descripción:

Parrilla de 6 plazas en línea con agitación magnética, controles analógicos individuales (temperatura y velocidad), placas de acero inoxidable con recubrimiento cerámico resistente a la corrosión en color blanco para facilitar la observación en los reactivos de color. Armazón estable, exterior de acero con acabado en pintura anticorrosiva. Adecuado para institutos de investigación científica, clínicas y laboratorios multidisciplinarios. Gran aplicación en la industria, agricultura, medicina, salud y la enseñanza.

### Especificaciones:

Código	LMS-3006
Rango de temperatura	AMB +5 a 380°C
Velocidad	60 – 1500 RPM
Medidas de placa	180*180 mm X 6
Medidas externas (W*D*H)	1200*260*120mm
Consumo eléctrico	(6) X 500W
Alimentación eléctrica	110V 50/60 Hz