



Mezclador de tubos para 10 plazas



Descripción:

Mezclador compacto de tubos para 10 plazas, velocidad variable, robusto y durable; es silencioso, diseñado para el uso diario, realiza movimientos delicados para garantizar la preservación e integridad de las frágiles células de sangre. Motor DC libre de carbones. Tapete reversible de silicon autoclavable. Gran aplicación en clínicas de salud animal, centros de investigación científica, geológica, etc. Incluso para algunas aplicaciones industriales para la prevención de sedimentación en muestras como aceites, lacas, suspensiones, cosméticos, etc.

Especificaciones:

Catalogo	LTR150
Capacidad	10 tubos (hasta 15ml)
Rango de velocidad	10-30 RPM
Carga máxima	1 Kg
Angulo de inclinación	30+/-3°
Medidas totales (L*W*H)	294*157*119mm
Peso	1.8Kg
Consumo eléctrico	15W
Alimentación eléctrica	100-240V 50/60Hz