



Agitador magnético de 4 plazas



Descripción:

Agitador magnético de 4 plazas equipo de gran calidad, velocidad variable, potente y compacto, agita de forma independiente 4 posiciones y hasta 2 litros en cada una. La carcasa de acero inoxidable es muy durable, altamente resistente y se limpia y esteriliza fácilmente. Su operación simple y silenciosa hace que sea una elección obvia para cualquier laboratorio.

Especificaciones:

Catalogo	MS01-4
Modelo	MGN-04
• Rango de velocidad	50 A 2100rpm
• Capacidad en cada posición	0.2 A 2.0L
• Medidas totales (L*W*H)	207.5 * 257.5 * 35mm
• Peso (g)	2100
• Alimentación eléctrica (V)	DC12