

JENCO

Phmetro portátil con Bluetooth ATC



Descripción:

Phmetro portátil con bluetooth para IOS o ANDROID. Mide temperatura en un rango de 0-50°C , PH de 0-14.00 resolución de 0.01. Precisión de +/-0.05. Batería con duración de 100 Hrs. Calibración en 1-3 puntos. ATC. Grado internacional de protección IP67. Indicador de batería baja.

Especificaciones:

Catalogo	PH610B
Rango	0.00 a 14.00pH Temp: 0.00 a 50.0 °C
Resolución	Conductiviidad: 0.01pH Temp: 0.1 °C
Precisión	Conductiviidad: ±0.05pH Temp: ±0.5
Impedancia de entrada	3*10 ¹¹ Ohm
Buffer de calibracion pH	7.00, 4.01, 10.01
Peso	80g.
Medidas totales (W*D*H)	150*40*15mm
Alimentación eléctrica	Batería 3V

Incluye buffer en polvo (PH 4.01, 7.00 y PH10.01@25°C), 2 baterías AAA de 1.5V y estuche de plastico.