


## Centrifuga Refrigerada 24\*1.5/2.0ml



### Descripción:

Centrífuga refrigerada con diseño moderno y elegante, construcción solida de acero inoxidable de gran durabilidad, pantalla LCD táctil retroiluminada de gran tamaño y resolución. Incluye rotor de ángulo fijo para 24 tubos de 1.5/2.0ml. Reconocimiento del rotor, 10 velocidades de aceleración, 10 velocidades de desaceleración, memoria para 108 programas.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO-K2015R
Velocidad	500-15000 Rpm (Pasos de 1 Rpm)
RCF máxima	22000 G
Reloj	0-9999 Min (Pasos de 1 seg)
Memoria	108 programas
Rango de Temperatura	-9 a 40°C controlado por PID +/-1°C
Peso	45 Kg
Medidas (H*W*D)	350*400*620mm
Consumo eléctrico	448W
Alimentación eléctrica	120V, 50/60Hz