

# LUZEREN®

## Vaso de precipitado de vidrio 25ml



### Especificaciones:

Catalogo	PRO1001003
Modelo	1101-25
Capacidad	25ml
Graduación	N/A
Rango graduado	N/A
Diámetro	34mm (Aprox)
Altura	50mm (Aprox)
Material	Boro 3.3
Color	Claro

### Descripción:

Vaso de precipitado de vidrio borosilicato 3.3, con fondo plano, forma baja con pico y borde reforzado. Serigrafía en color blanco. Recipiente idóneo para el proceso de precipitación, calentamiento, agitación, vaciado, mezclado, transportación de líquidos, preparado de disoluciones, etc.