

LUZEREN®

Vaso de precipitado de vidrio 250ml



Especificaciones:

Catalogo	PRO1001004
Modelo	1101-250
Capacidad	250ml
Graduación	25ml
Rango graduado	50-250ml
Diámetro	70mm (Aprox)
Altura	95mm (Aprox)
Material	Boro 3.3
Color	Claro

Descripción:

Vaso de precipitado de vidrio borosilicato 3.3, con fondo plano, forma baja con pico y borde reforzado. Serigrafía en color blanco para una mejor lectura. Recipiente idóneo para el proceso de precipitación, calentamiento, agitación, vaciado, mezclado, transportación de líquidos, preparado de disoluciones, etc.