


LUZEREN®

Matraz de ebullición 250ml



Especificaciones:

Catalogo	PRO1001011
Capacidad	250ml
Altura	160mm
Diámetro del balón	88mm
Diámetro del cuello	25mm
Diámetro base	35mm (Aprox.)
Material	Boro 3.3
Color	Claro

Descripción:

Matraz de ebullición de fondo plano con cuello largo y estrecho, manufacturado en vidrio borosilicato 3.3 con borde reforzado. Instrumento para procesos de ebullición, mezclado y calentamiento uniforme de sustancias, entre otros usos. Su base plana brinda estabilidad para su colocación en aparatos de agitación. Material básico de laboratorio para escuelas, institutos y universidades.