

LUZEREN®

Matraz Erlenmeyer de vidrio 2000ml



Especificaciones:

Catalogo	PRO1001015
Capacidad	2000ml
Graduación	250ml
Rango graduado	500-2000ml
Ø Interno boca	45mm (Aprox.)
Diámetro base	115mm (Aprox.)
Altura	280mm (Aprox.)
Material	Boro 3.3
Color	Claro

Descripción:

Matraz Erlenmeyer de vidrio borosilicato, son un elemento ampliamente utilizado en laboratorios de química y biología debido a que su forma cónica con base ancha y cuello estrecho, permite agitar las soluciones continuamente sin riesgo a ser derramadas. Son también ideales para el calentamiento de muestras.

Graduación en color blanco.