

LUZEREN®

Matraz Erlenmeyer de vidrio 250ml



Especificaciones:

Catalogo	PRO1001016
Capacidad	250ml
Graduación	50ml
Rango graduado	100-250ml
Ø Interno boca	30mm (Aprox.)
Diámetro base	60mm (Aprox.)
Altura	145mm (Aprox.)
Material	Boro 3.3
Color	Claro

Descripción:

Matraz Erlenmeyer de vidrio borosilicato, son un elemento ampliamente utilizado en laboratorios de química y biología debido a que su forma cónica con base ancha y cuello estrecho, permite agitar las soluciones continuamente sin riesgo a ser derramadas. Son también ideales para el calentamiento de muestras.

Graduación en color blanco.