

LUZEREN®

Matraz Erlenmeyer de vidrio 500ml



Especificaciones:

Catalogo	PRO1001018
Capacidad	500ml
Graduación	50ml
Rango graduado	200-500ml
Ø Interno boca	35mm (Aprox.)
Diámetro base	70mm (Aprox.)
Altura	180mm (Aprox.)
Material	Boro 3.3
Color	Claro

Descripción:

Matraz Erlenmeyer de vidrio borosilicato, son un elemento ampliamente utilizado en laboratorios de química y biología debido a que su forma cónica con base ancha y cuello estrecho, permite agitar las soluciones continuamente sin riesgo a ser derramadas. Son también ideales para el calentamiento de muestras.

Graduación en color blanco.