


LUZEREN®

Desecador de vidrio 210mm



Descripción:

Desecador de vidrio claro, tapadera con asa, incluye placa de porcelana. Tiene juntas esmeriladas para mejor sellado, la cámara donde va el desecante es moldeada para sostén de la placa para muestras. Gran utilidad en el laboratorio para desecación y almacenaje de material sensible a la humedad.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001039
Modelo	1351-210
Diámetro interno (d1)	120mm
Diámetro interno (d2)	190mm
Diámetro interno (d3)	205mm
Altura (H)	280mm
Diámetro de placa	185mm
Peso	4Kg
Medidas totales (W*D*H)	295*295*235mm