


LUZEREN®

Desecador de vidrio 300mm



Descripción:

Desecador de vidrio claro, tapadera con asa, incluye placa de porcelana. Tiene juntas esmeriladas para mejor sellado, la cámara donde va el desecante es moldeada para sostén de la placa para muestras. Gran utilidad en el laboratorio para desecación y almacenaje de material sensible a la humedad.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001041
Modelo	1351-300
Diámetro interno (d1)	200mm
Diámetro interno (d2)	270mm
Diámetro interno (d3)	300mm
Altura (H)	370mm
Diámetro de placa	265mm
Peso	8Kg
Medidas totales (W*D*H)	410*410*310mm