

LUZEREN®

Matraz de filtración Kitazato 500ml



Descripción:

Matraz de filtración Kitazato, manufacturado en vidrio borosilicato 3.3 con borde reforzado. Gran aplicación en laboratorios de química y biología para experimentos con agua, como destilación, recolección de gases hidroneumática (desplazamiento de volúmenes), filtraciones al vacío, entre otros. Posee una oliva lateral para conexión a manguera. Material básico de laboratorio de gran utilidad para la enseñanza y la practica profesional.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001062
Capacidad	500ml
Altura	180mm
Diámetro de la base	100mm
Diámetro del cuello	35mm
Material	Boro 3.3
Color	Claro