

LUZEREN®

Embudo de separación c/llave vidrio 500ml



Descripción:

Embudo de separación con llave de vidrio, junta esmerilada y tapón de plástico. Empleado para separar dos líquidos inmiscibles por medio de llave de paso que regula o corta el flujo de líquido a través del tubo.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001073
Capacidad	500ml
Diámetro de pera	100mm
Largo total	355mm
Diámetro del vástago	9mm
Diámetro interno del cuello	24mm
Junta esmerilada	24/29
Color	Claro