


# LUZEREN®

## Embudo de separación c/llave teflón 1L



### Descripción:

Embudo de separación en con llave de teflón, junta esmerilada y tapón de plástico. Empleado para separar dos líquidos inmiscibles por medio de llave de paso que regula o corta el flujo de líquido a través del tubo.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1001074
Capacidad	1000ml
Diámetro de pera	130mm
Largo total	425mm
Diámetro del vástago	10mm
Diámetro interno del cuello	29mm
Junta esmerilada	29/32
Color	Claro