


LUZEREN®

Embudo de separación c/llave teflón 500ml



Descripción:

Embudo de separación en con llave de teflón, junta esmerilada y tapón de plástico. Empleado para separar dos líquidos inmiscibles por medio de llave de paso que regula o corta el flujo de líquido a través del tubo.

Especificaciones:

| Catalogo | PRO1001076 |
|-----------------------------|------------|
| Capacidad | 500ml |
| Diámetro de pera | 100mm |
| Largo total | 355mm |
| Diámetro del vástago | 9mm |
| Diámetro interno del cuello | 24mm |
| Junta esmerilada | 24/29 |
| Color | Claro |