

# LUZEREN®

## Probeta graduada de vidrio 250ml



### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1001081</b>
Modelo	1601-250
Capacidad	250ml
Graduación	2.0ml
Tolerancia	+/-2ml
Medidas (Dia*H)	43*320mm
Color	Claro

### Descripción:

Probeta graduada de vidrio borosilicato Boro 3.3, clase A, graduación en color azul, con pico en la punta y base circular. Calibrada a 20°C mediante ajuste por contenido (Ex).