

# LUZEREN®

## Probeta graduada de vidrio 50ml



### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1001082</b>
Modelo	1601-50
Capacidad	50ml
Graduación	1.0ml
Medidas (Dia*H)	25*230mm
Color	Claro

### Descripción:

Probeta graduada de vidrio borosilicato Boro 3.3, clase A, graduación en color azul, con pico en la punta y base circular. Calibrada a 20°C mediante ajuste por contenido (Ex).