

LUZEREN®

Matraz volumétrico de vidrio 100ml



Especificaciones:

Catalogo	PRO1001085
Capacidad	100ml
Diámetro base	40mm (Aprox.)
Altura	165mm (Aprox.)
Tolerancia	+/-0.10
Temperatura de calibracion	Ajuste por contenido In 20°C
Boca esmerilada	14/23
Material	Boro 3.3
Color	Claro

Descripción:

Matraz volumétrico de vidrio borosilicato 3.3 con tapón de polipropileno. Serigrafía en color azul. Empleado para medir un volumen y preparar mezclas o soluciones de concentración exacta en los laboratorios de química, biología, medicina, etc.