

# LUZEREN®

## Matraz volumétrico de vidrio 25ml



### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1001087</b>
Modelo	1621-25
Capacidad	25ml
Diámetro base	25mm (Aprox.)
Altura	113mm (Aprox.)
Tolerancia	+/-0.04
Temperatura de calibracion	Ajuste por contenido In 20°C
Boca esmerilada	10/19
Material	Boro 3.3
Color	Claro

### Descripción:

Matraz volumétrico de vidrio borosilicato 3.3 con tapón de polipropileno. Serigrafía en color azul. Empleado para medir un volumen y preparar mezclas o soluciones de concentración exacta en los laboratorios de química, biología, medicina, etc.