

LUZEREN®

Aparato para destilación 1L



Descripción:

Aparato de vidrio de borosilicato con juntas esmeriladas y tapón. Útil para el proceso de destilación sencilla por medio del arrastre de vapores hacia un condensador. Gran aplicación para la separación de líquidos con diferentes puntos de ebullición, así como mezclas orgánicas. Ideal para practicas escolares, fabricación de aceites, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001102
Matraz (Capacidad)	1L
Junta (tamaño)	24/29
Condensador (longitud)	240 mm
Junta (tamaño)	14/23
Peso	600g